

Diş Vitalite Testi Yöntemleri Nedir?

Çalışma Kağıdı

Diş vitalite testi yöntemleri, dişin canlılığını ve pulpa duyarlılığını belirlemek için kullanılan termal (soğuk, sıcak) ve elektriksel testleri içerir. Amaç, dişin canlılığını tespit etmek ve tedavi planlamasına yardımcı olmaktır.

Sorular

1. Aşağıdakilerden hangisi diş vitalite testi yöntemlerinden biri DEĞİLDİR?

- A) Soğuk Testi
- B) Sıcak Testi
- C) Radyografi (Diş Filmi)
- D) Elektrik Vitalite Testi

2. Bir dişte soğuk uygulandığında şiddetli ve uzun süren ağrı hissedilmesi neyi gösterebilir?

- A) Sağlıklı pulpa
- B) Geri dönüşümsüz pulpa iltihabı
- C) Pulpa nekrozu
- D) Dişin canlı olmaması

3. Elektrik vitalite testinde cihazın düşük bir değerde yanıt vermesi ne anlama gelir?

- A) Pulpa tamamen canlıdır.
- B) Pulpa sinirleri aşırı uyarılmıştır.
- C) Pulpa duyarlılığı düşüktür veya pulpa canlılığını yitirmiş olabilir.
- D) Test cihazında arıza vardır.

4. Soğuk Testi Nasıl Yapılır?

5. Elektrik Vitalite Testi (EVT) Nasıl Uygulanır?

6. Sıcak Testi Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

7. Tanımla: Diş Vitalite Testi Nedir?

8. Tanımla: En Yaygın Vitalite Testleri Nelerdir?

9. Tanımla: Soğuk Testinin Amacı Nedir?

Cevap Anahtarı

1. C) Radyografi (Diş Filmi) — Radyografi (diş filmi), dişin yapısını ve kökleri görmek için kullanılır ancak doğrudan pulpa canlılığını test etmez.
2. B) Geri dönüşümsüz pulpa iltihabı — Şiddetli ve uzun süren ağrı, pulpa sinirlerinin aşırı duyarlı hale geldiğini ve geri dönüşümsüz iltihabın bir işareti olabileceğini gösterir.
3. C) Pulpa duyarlılığı düşüktür veya pulpa canlılığını yitirmiş olabilir. — Düşük bir değerde yanıt alınması, pulpa sinirlerinin ya az çalıştığını ya da hiç çalışmadığını, yani pulpanın canlılığını yitirmiş olabileceğini gösterir.
4. 1. Diş hekimi, pamuk pelet veya sprey yardımıyla dişe soğuk ajan uygular. 2. Hastanın verdiği tepki (ağrı, uyuşma, ağrı yokluğu) kaydedilir. 3. Ağrının başlangıç süresi ve geçiciliği değerlendirilir.
5. 1. Diş hekimi, özel bir cihazla dişe kontrollü elektriksel uyarı gönderir. 2. Hastanın hissettiği duyumun şiddeti ve çeşidi (karıncalanma, ağrı) hastadan alınır. 3. Cihazın gösterdiği değerler, pulpada sinir yanıtının olup olmadığını gösterir.
6. 1. Sıcaklık, dişin yüzeyine kontrollü bir şekilde uygulanmalıdır (örneğin, sıcak su veya sıcak balmumu). 2. Aşırı sıcaklık, pulpa hasarına neden olabileceğinden kaçınılmalıdır. 3. Hastanın verdiği ağrı yanıtı, ağrının şiddeti ve süresi dikkate alınmalıdır.
7. Diş pulpası dokusunun canlılığını ve duyarlılığını değerlendiren testlerdir.
8. Soğuk testi, sıcak testi ve elektrik vitalite testidir.
9. Pulpa sinirlerinin soğuğa verdiği yanıtı ölçerek canlılığı değerlendirmektir.

Bounlu

Tüm kartlar, adım adım çözümler ve AI hoca desteği Notek uygulamasında.
Sınav tarihlerini Promy otomatik hatırlatıcıya çevirir.